


# KERN YKP-A01K

Statiefhoogte ca. Edelstaal

# KERN



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschalen
Productgroep	Statiefs

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	230×60×3 mm
Materiaal	edelstaal
Materiaal plateau	Edelstaal
Statief draaibaar	✓
Statief kantelbaar	✓

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	100×200×170 mm
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg

## Piktogramme

### STANDARD

