

KERN YTB-02S05

KERN

Sac à dos pour utilisation mobile, 2 sangles et poignées rembourrées pour une manipulation sûre et pratique, grand compartiment supplémentaire à fermeture éclair pour ranger des objets



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Balances
Groupe de produit	Valises & sacs

Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température ambiante [Min]	0 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	414×645×270 mm
Poids brut env.	0,35 kg
Poids d'expédition	14,4 kg

Piktogramme

STANDARD

